

Vibration  
is the way

Vibra  
3.0

AESTHETIC

Vibrazioni selettive focali  
per la medicina estetica

IT





Vibra 3.0 è il risultato di studi pioneristici e anni di ricerca tecnico – medico- scientifica nel fornire le soluzioni più efficaci e con elevato contenuto tecnologico per le problematiche più diffuse e persistenti nella Medicina Estetica.

**Vibra 3.0 emette vibrazioni selettive focali per mezzo di aria su 14 uscite simultanee al fine di trattare in modo non invasivo e non operatore dipendente stati muscolari e neuro-muscolari deficitari che si traducono in inestetismi di difficile risoluzione.**

I primi lavori scientifici relativi all'impiego delle vibrazioni in medicina risalgono al 1949, ma solo grazie agli avanzamenti tecnologici attuali e alle collaborazioni con Università e professionisti del settore è stato possibile sfruttare appieno il valore terapeutico delle vibrazioni.

# l'unica vera novità in Medicina Estetica



Vibra 3.0, sia utilizzato singolarmente che in associazione con altre tecniche, è lo strumento a complemento del Medico e del Chirurgo Estetico, in grado di agire nella preparazione, nella finalizzazione e nel mantenimento di interventi e trattamenti.

**Grazie alla capacità di emettere stimolazioni in più frequenze e all'azione di "reset" neuromotorio Vibra 3.0 agisce sia sul viso che sul corpo** in una gamma molto estesa di situazioni, anche in aree notoriamente difficili da trattare, come terzo medio inferiore del viso, braccia, interno coscia, ginocchia.

Il vantaggio della tecnica Vibra 3.0 oltre che alla molteplicità dei campi di applicazione è senz'altro legato alla **stimolazione dei processi fisiologici non invasiva e all'assenza di controindicazioni ed effetti collaterali**, infatti il trattamento con Vibra 3.0 è piacevole ed indicato per pazienti donne e uomini di ogni età.



tecnologia BIO  
per viso e corpo

6 azioni

non operatore  
dipendente

in un solo  
dispositivo  
medicale

I principali obiettivi della metodologia Vibra 3.0 sono:

- Risultati anti-aging viso e corpo con **effetto lifting** grazie all'azione immediata sulle fibre muscolari e sui fibroblasti, con conseguente effetto tensorio, in particolare del distretto terzo medio e terzo medio inferiore del viso.
- **Rimodellamento** di viso e corpo.
- **Azione sulle alterazioni del distretto vascolare**, come PEFS, pelle a buccia d'arancia, ritenzione idrica.
- **Tonificazione** su prolassi e lassità cutanee post parto o a seguito di un forte dimagrimento.
- **Tonificazione, mantenimento ed ottimizzazione** anche in aree difficili da trattare.
- **Stimolazione del metabolismo**, effetto dimagrante e riduzione adipe localizzato.



total body:  
il massimo dei  
risultati in  
40 minuti!

È possibile proporre **trattamenti total body lavorando contemporaneamente su viso e corpo**: i tempi di trattamento vengono ottimizzati e si ottiene l'amplificazione dei risultati con l'attivazione di differenti distretti.

La combinazione di più programmi è **scientificamente validata** ed è estremamente apprezzata sia dall'operatore che dal paziente che gode così di un effetto globalmente più visibile.

Gli **effetti benefici** si ottengono rapidamente e perdurano nel tempo. In affiancamento ad un'opportuna attività fisica, anche minima, si potrà ottenere un incremento dell'effetto ottenuto ed un'ulteriore **accelerazione dei risultati**.





## combinazione con trattamenti dermoestetici e interventi chirurgici

Vibra 3.0 è particolarmente **indicata nella preparazione, finalizzazione e mantenimento** di:

- trattamenti che prevedono l'uso di iniettivi a base di acido ialuronico, tossina botulinica, biostimolanti e ristrutturanti, mesoterapia. Nella fase di preparazione Vibra 3.0 riattiva il tessuto cutaneo stimolando l'ipertrofia fibroblastica e il tessuto sottocutaneo realizzando il miglior substrato per il prodotto che risulta così penetrare meglio e fornire una risposta tissutale più amplificata. **Le sedute successive alla fase iniettiva consentono un effetto più evidente e duraturo.**
- interventi di chirurgia plastica come blefaroplastica, liposuzione, mastoplastica, addominoplastica, lifting braccia/cosce o altre tecniche chirurgiche aggressive dove Vibra 3.0 **induce una potente azione di recupero antiedematosa, di rimodellamento e tonificazione.**





